

코로나19 예방을 위한 현명한 의료기기 사용

'체온계 관리방법'

알아볼까요?



식품의약품안전처
식품의약품안전평가원

✓ 체온계 삼총사

환자의 이마 나 관자놀이 등의 부위에서
발산되는 적외선을 통해 체온을
측정하는 **피부적외선체온계**



귀속에서 체온을 측정하는
귀속형체온계




혀밑, 겨드랑이, 항문 등 접촉하여
측정하는 **전자체온계**



식품의약품안전처
식품의약품안전평가원

✓ 올바른 관리 방법


1. 렌즈(센서)는 항상 손상여부를
확인하고 깨끗한 상태로 관리합니다.



이물질이 있는 경우 정확한 온도 측정에
영향을 줄 수 있어요!!

2. 충격 과 낙하에 주의하세요!

전자 제품은 충격에 약해요!!




식품의약품안전처
식품의약품안전평가원

✓ 올바른 관리 방법


3. 보관 조건(온도, 습도)을
확인하여 관리하세요

보관조건이 맞지 않을 경우 건전지가 변합니다.



4. 보증기간, 에러표시 등은 사용설명서를
확인하거나 제조사에 문의하세요

영으로 개조하거나 분해하지 마세요!
고장의 원인이 됩니다.



식품의약품안전처
식품의약품안전평가원


✓ 올바른 관리 방법

5. 물에 젖지 않는 곳에 보관 하세요.

물에 침수 되면 전자부품과 전지에 손상이 발생합니다.


6. 어린 아이들의 손이 닿지
않는 곳에 보관하세요.

어린 아이들이 체온계를 가지고 놀거나
배터리 등을 입에 넣지 않도록 주의해 주세요 !!



7. 배터리 상태를 확인 하세요

배터리가 충전되지 않은 경우 온도 측정값이 부정확 할 수 있습니다.
오래된 배터리는 자연 방전으로 정상 작동하지 않을 수 있습니다.



식품의약품안전처
식품의약품안전평가원

올바른 의료기기 사용으로 '코로나 19'를
함께 이겨내요

의료기기 허가/인증

기재사항을 꼭 확인하세요!

의료기기 전자인원창구

emed.mfds.go.kr

정보마당 > 제품정보 > 해당제품 검색

보건은 식약처

식품의약품안전처
식품의약품안전평가원